

# MAGNUM 3500 PRO

## MAGNETOTERAPIA PROFESSIONALE | 70 PROGRAMMI

L'UNICO DISPOSITIVO PER MAGNETOTERAPIA GLOBUS A QUATTRO CANALI CHE PERMETTE DI TRATTARE CONTEMPORANEAMENTE PIÙ PARTI DEL CORPO OPPURE DUE SOGGETTI DIVERSI. IL MAGNUM 3500 PRO VIENE FORNITO CON UNA VASTA GAMMA DI ACCESSORI PER OGNI ESIGENZA DI TRATTAMENTO.

### SPECIFICHE TECNICHE

#### Display

Dimensione area visibile 2,6"

#### Canali

4

#### Intensità erogabile con diffusori flessibili

- 200 Gauss di media per canale
- 800 Gauss di media totali (per 4 canali)

#### Frequenza

5-200 Hz

#### Duty Cycle

5-50%

#### Programmazione libera

Possibilità di inserire fino a 10 programmi personalizzati

#### Funzione 2+2

Possibilità di eseguire 2 programmi diversi contemporaneamente, utilizzando 2 canali ciascuno

#### Alimentazione

- Rete
- Batteria ricaricabile (non in dotazione)


#### Dimensione | Peso

170x220x60 mm | 820 gr

### DOTAZIONE DI SERIE

Codice G5434

- 1 Valigetta
- 1 Unità di magnetoterapia MAGNUM 3500 PRO
- 2 Solenoidi "Flessibili", 300x100 mm
- 4 Solenoidi "Pocket Pro", 155x95 mm
- 1 Tappetino "Soft 4", 250x250 mm
- 4 Fasce elastiche velcrabili 800x80 mm
- 1 Magnum Test
- 1 Alimentatore
- 1 Manuale operativo



CE  
0476



EASY PROGRAM



FUNZIONE 2+2



LAST 10



MULTI USER



PROGRAMMABILE



OPZIONE NOLEGGIO



RUN TIME  
MODIFICA DEI PARAMETRI



ALIMENTAZIONE A RETE

**GLOBUS**  
ITALIAN EXCELLENCE

# MAGNUM 3500 PRO

MAGNETOTERAPIA PROFESSIONALE | 70 PROGRAMMI

## ELENCO PROGRAMMI

Rev. It. 03\_2024

### ARTROSI/ARTRITE

Artrosi ginocchio

Artrosi cervicale

Artrite

Artrosi

Artrosi mano

Artrosi anca

Artrosi spalla

Artrosi colonna

### DOLORE

Algodistrofia - Morbo di Sudeck

Mal di schiena

Dolori articolari

### INFIAMMAZIONI

Antinfiammatorio

Tendiniti

Epicondilita

Epitrocleaite

Tunnel carpale

Tendinite spalla

### ORTOPEDIA

Post intervento LCA

Lesione cartilagine

Protesi ginocchio

Protesi anca

Fusione spinale

Osteotomia

### PATOLOGIE OSSEE

Fratture

Frattura scafoide

Frattura polso

Fratture spalla

Frattura clavicola

Frattura avambraccio

Frattura bacino

Frattura tibia

Frattura femore

Ritardo consolidamento fratture

Frattura con gesso

Osteonecrosi

Osteoporosi

Pseudoartrosi

Edemi ossei

### TRAUMI / EDEMI / FERITE

Distorsione caviglia

Edemi-contusioni

Ulcere

### PROGRAMMI NOTTURNI

Programma notturno 15 Hz

Programma notturno 50 Hz

Programma notturno 75 Hz

### PROGRAMMI PREIMPOSTATI A DIVERSA FREQUENZA

Programma multifrequenza

Programma 5 Hz

Programma 10 Hz

Programma 15 Hz

Programma 20 Hz

Programma 25 Hz

Programma 30 Hz

Programma 35 Hz

Programma 40 Hz

Programma 45 Hz

Programma 50 Hz

Programma 55 Hz

Programma 60 Hz

Programma 65 Hz

Programma 70 Hz

Programma 75 Hz

Programma 80 Hz

Programma 85 Hz

Programma 90 Hz

Programma 95 Hz

Programma 100 Hz

Programma 120 Hz

Programma 140 Hz

Programma 160 Hz

Programma 180 Hz

Programma 200 Hz